

ACCESSORI - ACCESSORIES

Stufe VN / VF - Incubatori TB / TBR / RH Ovens VN / VF - Incubators TB / TBR / RH

	Cod.	
Temporizzatore programmabile analogico countdown a 24 ore	04.4001	Programmable timer analogic to countdown 24 hours
Sostegno fisso (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4004	Fixed support (specify model from Lt. 40 to Lt. 120)
Sostegno fisso per mod. da Lt. 250	04.4005	Fixed support from Lt. 250
Sostegno con ruote (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4006	Support on wheels (specify model from Lt. 40 to Lt. 120)
Sostegno con ruote per il mod. da Lt. 250	04.4007	Support on wheels from Lt. 250
Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 40 a Lt. 120)	04.4008	Forced air convection on/off (spec. mod. from Lt. 40 to Lt. 120)
Ventilazione forzata on/off (specificare il mod. da Lt. 250 a Lt. 700)	04.4009	Forced air convection on/off (spec. mod. from Lt. 250 to Lt. 700)
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 40	04.4010	Additional grate shelves for Lt. 40
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 60	04.4011	Additional grate shelves for Lt. 60
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 80	04.4012	Additional grate shelves for Lt. 80
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120	04.4013	Additional grate shelves for Lt. 120
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250	04.4015	Additional grate shelves for Lt. 250
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 400	04.4016	Additional grate shelves for Lt. 400
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 700	04.4017	Additional grate shelves for Lt. 700
Oblò d'ispezione per stufe dim. 200 x 200 mm.	04.4023	Oblò for oven 200 x 200 mm.
Luce interna con interruttore per stufe e incubatori	04.4024	Internal light for oven/incubator
Alimentazione 400V trifase per stufe - 110V monofase	04.4025	Power supply 400V-110V
Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (diametri diversi a richiesta)	04.4033	Diameter 10 for the passage of the probe and closure
Cavo seriale RS 232 M/F	04.4035	RS 232 serial cable M/F
Convertitore RS 232 / USB	04.4036	RS232 / USB converter
Staffa di sicurezza per ancoraggio al muro	04.4037	Safety bracket for fixing to the wall
Fotoperiodo a LED per incubatori (mod. TB-TBR)	04.4038	LED photoperiod for incubators (mod. TB-TBR)
Uscita LAN-ETHERNET (Rj45)	05.1002	Out LAN-ETHERNET (Rj45)
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ
Trasformazione classe di sicurezza da 2 a 3.1 per lt. 40-120 (DIN 12880)	05.1100	Trasformation of safety class from 2 to 3.1 for lt. 40-120 (DIN 12880)
Trasformazione classe di sicurezza da 2 a 3.1 per lt. 250-400 (DIN 12880)	05.1101	Trasformation of safety class from 2 to 3.1 for lt. 250-400 (DIN 12880)

Incubatore per prove di stabilità RH Incubator for stability test RH

	Cod.	
Elettrovalvola per alimentazione con tanica esterna	04.3138	Solenoid valve for power with external tank
Tanica esterna in PVC da Lt. 10	04.3139	External tank PVC Lt. 10
Ripiano suppl. grigliato plastificato per mod. M120-RH	04.3140	Additional shelf + plastic for M120-RH
Ripiano suppl. grigliato plastificato per mod. M250-RH	04.3141	Additional shelf + plastic for M250-RH
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 120	04.4013	Additional grate shelves for Lt. 120
Ripiano supplementare grigliato per Lt. 250	04.4015	Additional grate shelves for Lt. 250
Foro diam. 10 mm. per passaggio sonda con chiusura (diametri diversi a richiesta)	04.4033	Diameter 10 for the passage of the probe and closure
Simulazione notte/giorno con luci a timer (solo incubatore)	04.4034	Simulation day/night whit lights and timer (incubator only)
Cavo seriale RS 232 M/F	04.4035	RS 232 serial cable M/F
Convertitore RS 232 / USB	04.4036	RS232 / USB converter
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ

Mini stufa e mini incubatore Compact oven and compact incubator

	Cod.	
Ripiano supplementare grigliato per M8-VN e M8-TB	04.5003	Additional grate shelves M8-VN and M8-TB
Ripiano supplementare grigliato per M20-VN e M20-TB	04.5013	Additional grate shelves M20-VN and M20-TB
Temporizzatore programmabile analogico a countdown 24 ore (per Lt. 20)	04.4001	Programmable timer to countdown 24 hours (Lt. 20)
Software di gestione programmatore a RS 232	05.1000	Software programmer including RS 232
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ

Stufa da Vuoto Vacuum oven

	Cod.	
Pompa da vuoto bi stadio mod. portata 90 Lt. / min. + manometro 3x10 -1 Pa	04.3206	Vacuum pump two stage range 90 Lt. / min. + pressure gauge 3x10 -1 Pa
Filtro abbattitore olio in uscita	04.3208	Output oil filter
Trappola con cartuccia in inox	04.3209	Trap with stainless steel cartridge
Olio di ricambio per pompa da vuoto conf. lt.1	04.3210	Replacement oil for vacuum pump pack. lt.1
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ

Incubatore refrigerato Basic Refrigerated incubator Basic

	Cod.	
Presca interna per B.O.D.	04.3123	Internal socket for B.O.D.
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ

N.B. La società si riserva la facoltà di apportare senza preavviso tutte le variazioni che si rendano necessarie per migliorare il prodotto

N.B. The company reserves the right to make improvements to the product without notice

