

## ACCESSORI - ACCESSORIES

### Piastra riscaldante mod. M510-PRD Heating plate mod. M510-PRD

	Cod.	
Vasca per bagno a sabbia dim. 450 x 300 x 100 mm.	03.1210	Thank for sand bath dim. 450 x 300 x 100 mm.
Sabbia Kg. 5	03.1211	Sand Kg. 5

### Riscaldatore a secco Heater block

	Cod.	
Blocco in alluminio foro Ø 6,5 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1004	Alluminium block Ø 6,5 x 35 mm. depth 28 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 8 x 35 mm. prof. posti 28 (Epp. 0,5 ml.) (*)	03.1005	Alluminium block Ø 8 x 35 mm. depth 28 holes (Epp. 0,5 ml.) (*)
Blocco in alluminio foro Ø 10 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1006	Alluminium block Ø 10 x 35 mm. depth 28 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 11,5 x 35 mm. prof. posti 28 (Epp. 1,5/ 2 ml.) (*)	03.1007	Alluminium block Ø 11,5 x 35 mm. depth 28 holes (Epp. 1,5 / 2 ml.) (*)
Blocco in alluminio foro Ø 13 x 35 mm. prof. posti 28 (*)	03.1008	Alluminium block Ø 13 x 35 mm. depth 28 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 14 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1009	Alluminium block Ø 14 x 35 mm. depth 15 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 16 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1010	Alluminium block Ø 16 x 35 mm. depth 15 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 18 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1011	Alluminium block Ø 18 x 35 mm. depth 5 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 20 x 35 mm. prof. posti 15 (*)	03.1012	Alluminium block Ø 20 x 35 mm. depth 15 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 22 x 35 mm. prof. posti 8 (*)	03.1013	Alluminium block Ø 22 x 35 mm. depth 8 holes (*)
Blocco in alluminio foro Ø 24 x 35 mm. prof. posti 8 (*)	03.1014	Alluminium block Ø 24 x 35 mm. depth 8 holes (*)
Blocco per bicchiere degustazione olio d'oliva a 1 posto	03.1015	Alluminium block glasses for tasting olive oil 1 post
Blocco in alluminio per micropiastre a fondo piatto 96 posti (solo per M501-HB/HBD)	03.1016	Aluminium block for 96 flat-bottomed microplates (for M501-HB/HBD)
Estrattore per blocchi	03.1017	Extract a block
Tappi in silicone per aghi conf. da 10 pz.	03.1116	Silicone caps for needles conf. from 10 pcs.
Protocollo IQ-OQ	05.1010	Protocol IQ-OQ
(*) massello dim. 80 x 140 x 40 mm.		(*) block dim. 80 x 140 x 40 mm.